

Anticuerpo Policlonal Anti-Fgf17 Para Wb, If/Icc, Elisa - O60258

Número de artículo: CM0019460

Introducción

Anticuerpo Policlonal de Conejo Anti-FGF17 validado para WB, IF/ICC y ELISA. Detecta FGF17 humano, de ratón y de rata, un factor de crecimiento secretado crucial para el desarrollo del cerebro embrionario. Ideal para estudios de biología del desarrollo.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	FGF17 pAb de Conejo
Observaciones/Alias	HH20; FGF-13; FGF-17; FGF17
Especie	Humano
GeneID (humano)	8822
GeneID	8822
Inmunógeno	Proteína recombinante
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	O60258
Peso Proteico	25kDa
Envío	Bolsa de hielo