

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Fgf2 Para Wb, Elisa - P09038

Número de artículo: CM0007034



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo que se dirige al FGF2 humano, adecuado para Western blot y ELISA. Detecta múltiples isoformas (17-30 kDa). Reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Útil para estudiar la supervivencia celular, la angiogénesis y la diferenciación.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	FGF2 Rabbit mAb
Observaciones/Alias	BFGF; FGFB; FGF-2; HBGF-2; FGF2
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	2247
ID de Gen	2247
Inmunógeno	Péptido sintético
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P09038
Peso Proteico	17kDa/21kDa/22kDa/30kDa
Envío	Bolsa de hielo