

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Fgf2 Para Wb, Elisa - P09038

Número de artículo: CM0022336



Introducción

Anticuerpo Policlonal de Conejo FGF2 validado para WB y ELISA. Detecta FGF2 humano y presenta reactividad cruzada con ratón y rata. Adecuado para investigación sobre crecimiento celular, diferenciación y angiogénesis.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	pAb de Conejo FGF2
Observaciones/Alias	BFGF; FGFB; FGF-2; HBGF-2; F2
Especie	Humano
GeneID (humano)	2247
GeneID	2247
Inmunógeno	Péptido sintético Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 100-200 de FGF2 humano (NP_001997.5).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P09038
Peso Proteico	31kDa
Envío	Bolsa de hielo