

Anticuerpo Policlonico De Conejo Anti-Fgf2 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P09038

Número de artículo: CM0018263



Introducción

Anticuerpo policlonico de conejo contra FGF2 humano (bFGF), validado para WB, IHC-P, IF/ICC y ELISA. Reacciona cruzadamente con humano, ratón y rata. Estudie la proliferación celular, la diferenciación y la angiogénesis.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	FGF2 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	BFGF; FGFB; FGF-2; HBGF-2; FGF2
Especie	Humano
GeneID (humano)	2247
GeneID	2247
Inmunógeno	Proteína recombinante
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P09038
Peso Proteico	31kDa
Envío	Bolsa de hielo