


Anticuerpo Policlonal Anti-Fgf21 Para Wb, Elisa - Q9Nsa1

Número de artículo: CM0017552



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra FGF21 humano, validado para WB y ELISA. Detecta FGF21 humano y de ratón, un factor de crecimiento secretado que regula la homeostasis de la glucosa y la sensibilidad a la insulina.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	FGF21 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	FGF21
Especie	Humano
GeneID (Humano)	26291
GeneID	26291
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 29-209 del FGF21 humano (NP_061986.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	Q9NSA1
Peso Proteico	22 kDa
Envío	Bolsa de hielo