


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Fgf21 Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Nsa1

Número de artículo: CM0006417



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo que se dirige al factor de crecimiento de fibroblastos 21 (FGF21) humano. Validado para WB, IHC-P, ELISA. Reconoce el FGF21 humano, de ratón y de rata. Ideal para la investigación metabólica y de la homeostasis de la glucosa.

[Aprende más](#)

Parámetro	Especificación
Nombre del Producto	FGF21 mAb de Conejo
Observaciones/Alias	FGF21; factor de crecimiento de fibroblastos 21
Especie	Humano
GeneID (Humano)	26291
GeneID	26291
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-100 del FGF21 humano (NP_061986.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9NSA1
Peso Proteico	22kDa
Envío	Bolsa de hielo