

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Fgf23 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q9Gzv9

Número de artículo: CM0007624



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo anti-FGF23 validado para WB, IF/ICC y ELISA. Detecta FGF23 humano, un regulador clave del metabolismo del fosfato y la vitamina D. Ideal para la investigación de enfermedades óseas y renales.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	FGF23 Rabbit mAb
Observaciones/Alias	ADHR; FGFN; HYPF; HFTC2; HPDR2; PHPTC; FGF23
Especie	Humano
GeneID (humano)	8074
GeneID	8074
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 25-251 del FGF23 humano (NP_065689.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	Q9GZV9
Peso proteico	28kDa
Envío	Bolsa de hielo