

Anticuerpo Policlonal Anti-Fgf3 Para Wb Y Elisa - P11487

Número de artículo: CM0021070

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra FGF3 validado para WB y ELISA. Detecta FGF3 humano y presenta reactividad cruzada con rata. Ideal para la investigación del desarrollo embrionario y la diferenciación celular.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	pAb de conejo contra FGF3
Observaciones/Alias	INT2; HBGF-3; FGF3
Especie	Humano
GenelD (humano)	2248
GenelD	2248
Inmunógeno	Péptido sintético
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Rata
SWISS	P11487
Peso de la proteína	27 kDa
Envío	Bolsa de hielo