


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Fgf4 Para Wb Y Elisa - P08620

Número de artículo: CM0016148



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad dirigido al factor de crecimiento fibroblástico 4 humano (FGF4). Validado para aplicaciones de Western blot y ELISA, con reactividad cruzada con rata. Ideal para investigación sobre desarrollo embrionario, diferenciación celular y factores de crecimiento.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	FGF4 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	HST, KFGF, FGF-4, HST-1, HSTF1, K-FGF, HBGF-4, HSTF-1, FGF4
Especie	Humano
ID del gen	2249
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 31-206 de FGF4 humano (NP_001998.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Rata
SWISS	P08620
Peso de la proteína	22kDa
Envío	Bolsa de hielo