

Anticuerpo Policlonal Anti-Fgf6 Para Wb, Elisa - P10767

Número de artículo: CM0030563

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo anti-FGF6 purificado por afinidad para WB, ELISA. Objetivo: FGF6 humano (HST2/HBGF-6); reacciona cruzadamente con ratón y rata. Ideal para estudios de proliferación celular, diferenciación, angiogénesis y miogénesis.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	FGF6 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	HST2; HBGF-6; FGF6
Especie	Humano
GeneID (Humano)	2251
GeneID	2251
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 1-100 del FGF6 humano (NP_066276.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P10767
Peso Proteico	23kDa
Envío	Bolsa de hielo