

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Fgf7/Kgf Para Wb, Elisa - P21781

Número de artículo: CM0009057

Introducción

Anticuerpo monoclonal recombinante de conejo contra FGF7/KGF humano, validado para Western blot y ELISA. Reacciona con humano, ratón y rata. Adecuado para la investigación de factores de crecimiento y la proliferación de células epiteliales.

[Aprende más](#)

Parámetro	Detalles
Nombre del producto	mAb de conejo FGF7/KGF
Observaciones/Alias	KGF; HBGF-7; factor de crecimiento de fibroblastos 7; FGF7/KGF
Especie	Humano
ID del gen (humano)	2252
ID del gen	2252
Inmunógeno	Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 1-100 de FGF7 humano (NP_002000.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, ratón, rata
SWISS	P21781
Peso de la proteína	12 kDa/23 kDa
Envío	Bolsa de hielo