


Anticuerpo Policlonal Anti-Fgf9 Para Wb Y Elisa - P31371

Número de artículo: CM0028679



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra FGF9 (GAF, FGF-9, SYNS3, HBFG-9) para Western blot y ELISA. Validado en humano, ratón, rata. Ideal para investigación en biología del desarrollo, células gliales y neurociencia.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	FGF9 Conejo pAb
Observaciones/Alias	GAF; FGF-9; SYNS3; HBFG-9; HBGF-9; FGF9
Especie	Humano
GeneID (humano)	2254
GeneID	2254
Inmunógeno	Péptido sintético
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P31371
Peso Proteico	23kDa
Envío	Bolsa de hielo