

Anticuerpo Policlonal Anti-Fgfr1Op Para Wb, Elisa - 095684

Número de artículo: CM0023727



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo FGFR1OP de alta calidad validado para Western blot y ELISA. Reacciona con muestras de humano, ratón y rata. Se dirige a la proteína centrossómica 43 para la investigación del citoesqueleto y cilios.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	FGFR1OP Conejo pAb
Observaciones/Alias	FOP; FGFR1OP
Especie	Humano
GeneID (humano)	11116
GeneID	11116
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-70 del FGFR1OP humano (NP_919410.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Ratón, Rata
SWISS	O95684
Peso Proteico	43kDa
Envío	Bolsa de hielo