

Anticuerpo Monoclonal Anti-Fgfr2 (Validado Por Ko) Para Wb Y Elisa - P21802

Número de artículo: CM0002436



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo dirigido contra FGFR2 humano (P21802), validado para Western blot (WB) y ELISA. Adecuado para investigación en señalización celular, desarrollo y biología del cáncer en muestras de humano, ratón y rata.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	[Validado por KO] FGFR2 Rabbit mAb
Observaciones/Alias	BEK; JWS; BBDS; CEK3; CFD1; ECT1; KGFR; TK14; TK25; BFR-1; CD332; K-SAM; R2
Especie	Humano
GeneID (Humano)	2263
GeneID	2263
Inmunógeno	Péptido Sintético: Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 1-100 de FGFR2 humano (P21802).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P21802
Peso Proteico	92kDa
Envío	Bolsa de hielo