


Anticuerpo Policloonal Anti-Fgfr2 Para Wb, If/Icc, Elisa - P21802

Número de artículo: CM0013129



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra FGFR2 humano, validado para WB, IF/ICC y ELISA. Reacciona con humano, ratón y rata. Ideal para el estudio de proliferación celular, diferenciación y vías de señalización del desarrollo.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	FGFR2 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	BEK; JWS; BBDS; CEK3; CFD1; ECT1; KGFR; TK14; TK25; BFR-1; CD332; K-SAM; FGFR2
Especie	Humano
GeneID (Humano)	2263
GeneID	2263
Inmunógeno	Proteína recombinante
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P21802
Peso de la Proteína	92kDa
Envío	Bolsa de hielo