

Anticuerpo Policlonal Anti-Fgfr3 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P22607

Número de artículo: CM0017553



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra FGFR3 humano, especificado para WB, IHC-P, IF/ICC y ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Una herramienta esencial para la investigación del desarrollo esquelético y el cáncer relacionado con FGFR3.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	FGFR3 Conejo pAb
Observaciones/Alias	ACH; CEK2; JTK4; CD333; HSFGR3EX; FGFR3
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	2261
ID de Gen	2261
Inmunógeno	Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 700-806 del FGFR3 humano (NP_000133.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P22607
Peso Proteico	88kDa
Envío	Bolsa de hielo