

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Fgfr3 Para Ihc-P Y Elisa - P22607

Número de artículo: CM0003384



Introducción

Anticuerpo monoclonal (mAb) de conejo anti-FGFR3 validado para aplicaciones de IHC-P y ELISA. Reconoce específicamente el FGFR3 humano (P22607). Ideal para investigar el desarrollo esquelético, la señalización del cáncer y las vías de las receptoras de tirosina quinasa.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo anti-FGFR3
Observaciones/Alias	ACH; CEK2; JTK4; CD333; HSFGR3EX; FGFR3
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	2261
Inmunógeno	Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 1-100 del FGFR3 humano (P22607)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	P22607
Peso Proteico	88kDa
Envío	Bolsa de hielo