


Anticuerpo Monoclonal Anti-Fgfr4 Para Wb, Elisa - P22455

Número de artículo: CM0004201



Introducción

Anticuerpo monoclonal recombinante de conejo contra FGFR4 humano (P22455). Apto para Western blot y ELISA, con reactividad cruzada con ratón y rata. Ideal para investigación en señalización celular, metabolismo de lípidos y oncología.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	FGFR4 Rabbit mAb
Observaciones/Alias	TKF, JTK2, CD334, FGFR4
Especie	Humano
GeneID (humano)	2264
GeneID	2264
Inmunógeno	Péptido sintético (aa 700-802 de FGFR4 humano, P22455)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P22455
Peso Proteico	88 kDa
Envío	Bolsa de hielo