


Anticuerpo Policlonal Anti-Fgfr4 Para Wb, Elisa - P22455

Número de artículo: CM0028835



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad contra FGFR4 humano para Western blotting y ELISA. Reconoce la proteína FGFR4 de humano, ratón y rata. Ideal para investigar la señalización de FGFR4 en proliferación celular, metabolismo y cáncer.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	FGFR4 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	TKF; JTK2; CD334; FGFR4
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	2264
ID del Gen	2264
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 22-150 de FGFR4 humano (NP_998812.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P22455
Peso de la Proteína	88kDa
Envío	Bolsa de hielo