

Anticuerpo Monoclonal Anti-Fgg Para Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa - P02679

Número de artículo: CM0009763



Introducción

Anticuerpo monoclonal recombinante de conejo dirigido a la cadena gamma del fibrinógeno humano (FGG). Validado para WB, IF/ICC, IHC-P y ELISA; detecta bandas de ~49/52 kDa. Ideal para investigación en trombosis y hemostasia.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	FGG Rabbit mAb
Observaciones/Alias	FGG
Especie	Humano
ID del gen (Humano)	2266
ID del gen	2266
Inmunógeno	Proteína recombinante
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	P02679
Peso de la proteína	49 kDa/52 kDa
Envío	Bolsa de hielo