

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Fgg Para Wb Y Elisa - P02679

Número de artículo: CM0026190



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra FGG humana (cadena gamma del fibrinógeno), adecuado para WB y ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón. Ideal para la investigación de la hemostasia y la coagulación sanguínea.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	FGG Rabbit pAb
Observaciones/Alias	FGG
Especie	Humano
GeneID (humano)	2266
GeneID	2266
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 50-330 de la FGG humana (NP_000500.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón
SWISS	P02679
Peso de la proteína	52 kDa
Envío	Bolsa de hielo