

Anticuerpo Policlonal Anti-Fgl2 Para Wb Y Elisa - Q14314

Número de artículo: CM0015726

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad dirigido contra Fibroleucina (FGL2) humana. Validado para Western blot y ELISA. Adecuado para explorar funciones de linfocitos en sitios mucosos.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	pAb de conejo FGL2
Observaciones/Alias	FGL2; T49; pT49
Especie	Humano
GeneID (humano)	10875
GeneID	10875
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 24-140 de FGL2 humano (NP_006673.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	Q14314
Peso proteico	50kDa
Envío	Bolsa de hielo