


Anticuerpo Policlonal Anti-Fgr Para Wb, Ihc-P, Elisa - P09769

Número de artículo: CM0019845



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra FGR humano (SWISS P09769) para Western blot, IHC-P y ELISA. Reacciona de forma cruzada con humano y rata. Apto para investigar la señalización de la tirosina quinasa no receptora en respuestas inmunitarias y dinámica del citoesqueleto.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	FGR Conejo pAb
Observaciones/Alias	SRC2; c-fgr; c-src2; p55-Fgr; p58-Fgr; p55c-fgr; p58c-fgr; FGR
Especie	Humano
GeneID (Humano)	2268
GeneID	2268
Inmunógeno	Péptido sintético Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 1-100 de FGR humano (NP_005239.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Rata
SWISS	P09769
Peso Proteico	59kDa
Envío	Bolsa de hielo