

Anticuerpo Policlonal Anti-Fh (Fumarato Hidratasa) Para Wb, Elisa - P07954

Número de artículo: CM0022516



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra FH humano, validado para WB y ELISA. Reconoce FH humano, de ratón y de rata. Adecuado para estudios del ciclo de Krebs, reparación del ADN y supresión tumoral.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	[Validado KO] FH Conejo pAb
Observaciones/Alias	MCL; FMRD; HsFH; LRCC; HLRCC; MCUL1; FH
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	2271
ID del Gen	2271
Inmunógeno	Péptido sintético Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 50-150 de la FH humana (NP_000134.2).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P07954
Peso Proteico	55kDa
Envío	Bolsa de hielo