

Anticuerpo Monoclonal Anti-Fhit Para Wb, Elisa - P49789

Número de artículo: CM0005973



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo dirigido a FHIT humano (FRA3B/AP3Aasa). Validado para WB y ELISA. Reacciona de forma cruzada con humanos, ratones y ratas. Proteína de 17 kDa. Para investigación sobre apoptosis y supresores tumorales.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	FHIT Rabbit mAb
Observaciones/Alias	FRA3B; AP3Aasa; FHIT
Especie	Humano
GeneID (Humano)	2272
GeneID	2272
Inmunógeno	Péptido sintético Péptido sintético correspondiente a una secuencia de los aminoácidos 1-100 de FHIT humano (P49789).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P49789
Peso de la proteína	17 kDa
Envío	Bolsa de hielo