

Anticuerpo Policlonal Anti-Fhit Para Wb, Elisa - P49789

Número de artículo: CM0015052



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra FHIT humano (FRA3B, AP3Aasa), validado para Western blot y ELISA. Adecuado para estudiar la supresión tumoral, la apoptosis y el metabolismo de nucleótidos en muestras humanas y de ratón.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	FHIT Rabbit pAb
Observaciones/Alias	FRA3B, AP3Aasa, FHIT
Especie	Humano
GeneID (Humano)	2272
GeneID	2272
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 25-147 de FHIT humano (NP_001159715.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	P49789
Peso Proteico	17kDa
Envío	Bolsa de hielo