

Anticuerpo Monoclonal Anti-Fhl1 Para Ihc-P, Elisa - Q13642

Número de artículo: CM0011929



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo de alta calidad contra FHL1 humano, validado para aplicaciones de IHC-P y ELISA. Adecuado para la investigación del desarrollo muscular y las enfermedades musculares. Específico para FHL1 humano (Q13642).

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo contra FHL1
Observaciones/Alias	KYOT, SLIM, FCMSU, FHL-1, FHL1A, FHL1B, FLH1A, SLIM1, XMPMA, RBMX1A, RBMX1B, SLIM-1, SLIMMER, FHL1
Especie	Humano
GeneID	2273
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 1-100 de FHL1 humano (Q13642)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	Q13642
Peso de la proteína	36 kDa
Envío	Bolsa de hielo