


Anticuerpo Policlonal Anti-Fhl3 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q13643

Número de artículo: CM0030756



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo anti-FHL3 validado para WB, IF/ICC y ELISA. Detecta una proteína de 31kDa en músculo esquelético humano y de ratón, apoyando la investigación de coactivadores de la transcripción.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	FHL3 Conejo pAb
Observaciones/Alias	SLIM2; FHL3
Especie	Humano
GeneID (Humano)	2275
GeneID	2275
Inmunógeno	Proteína recombinante
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	Q13643
Peso Proteico	31kDa
Envío	Bolsa de hielo