

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Fibp Para Wb, Ihc-P - O43427

Número de artículo: CM0025974

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra la FIBP humana (proteína de unión intracelular del FGF ácido) para WB, IHC-P, IP, ELISA. Validado en humano, ratón, rata. Participa en la señalización del FGF1 y en la lateralidad embrionaria.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	pAb de Conejo FIBP
Observaciones/Alias	FGFIBP; FIBP-1; TROFAS; FIBP
Especie	Humano
GenelD (Humano)	9158
GenelD	9158
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-364 de la FIBP humana (NP_004205.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IP, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	O43427
Peso Proteico	42kDa
Envío	Bolsa de hielo