


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Fibrillarín Para Wb - P22087

Número de artículo: CM0005659



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra la Fibrillarína humana (FBL, 34 kDa), validado para WB, IP, IF/ICC, IHC-P, ELISA. Reacciona con humano, ratón, rata. Ideal para la investigación de proteínas nucleolares y metilación de rRNA.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Fibrillarín Rabbit mAb
Observaciones/Alias	FIB; FLRN; Nop1; RNU3IP1
Especie	Humano
GeneID (Humano)	2091
GeneID	2091
Inmunógeno	Péptido sintético: Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 111-210 de la Fibrillarína/U3 RNP humana (NP_001427.2).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IP, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P22087
Peso Proteico	34kDa
Envío	Bolsa de hielo