

Anticuerpo Policlonal Anti-Fibrilarina/U3 Rnp Para Wb, If/Icc, Ip, Elisa - P22087

Número de artículo: CM0017415



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra la fibrilarina/U3 RNP humana, adecuado para WB, IF/ICC, IP y ELISA. Presenta reactividad cruzada con humano, ratón, rata y mono, lo que lo convierte en una herramienta versátil para estudios sobre la función nucleolar y la biogénesis de los ribosomas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	Fibrilarina/U3 RNP pAb de conejo
Observaciones/Sinónimo	FIB; FLRN; Nop1; RNU3IP1; Fibrilarina/U3 RNP
Especie	Humana
ID del gen (humano)	2091
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 100-321 de la fibrilarina/U3 RNP humana (NP_001427.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, IP, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, ratón, rata, mono
SWISS	P22087
Peso molecular de la proteína	34 kDa
Envío	Bolsa de hielo