

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Fibrilarina/Rnp U3 Para Wb, If/Icc, Ip, Elisa - P22087

Número de artículo: CM0003045



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra la Fibrilarina/RNP U3 humana (P22087), validado para WB, IF/ICC, IP, ELISA. Detecta proteína de 34 kDa; presenta reactividad cruzada con ratón y rata. Adecuado para estudios de biología nucleolar.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	mAb de Conejo contra Fibrilarina/RNP U3
Observaciones/Alias	FIB; FLRN; Nop1; RNU3IP1; Fibrilarina/RNP U3
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	2091
ID de Gen	2091
Inmunógeno	Péptido Sintético Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 222-321 de la Fibrilarina/RNP U3 humana (P22087).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IF/ICC, IP, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P22087
Peso Molecular de la Proteína	34kDa
Envío	Bolsa de hielo