

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Fibrillarin/U3 Rnp Para Wb, If/Icc, Ip, Elisa - P22087

Número de artículo: CM0013389



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo que se dirige a la fibrilarina (FBL), una metiltransferasa nucleolar. Validado para aplicaciones de WB, IF/ICC, IP y ELISA. Reacciona con humano, ratón, rata y mono. Ideal para la investigación de la biogénesis de ribosomas y la función nucleolar.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Fibrillarin/U3 RNP Rabbit pAb
Observaciones/Alias	FIB; FLRN; Nop1; RNU3IP1; Fibrillarin/U3 RNP
Especie	Humano
GeneID (Humano)	2091
GeneID	2091
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 100-321 de la Fibrillarin/U3 RNP humana (NP_001427.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, IP, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata, Mono
SWISS	P22087
Peso Proteico	34 kDa
Envío	Bolsa de hielo