

Anticuerpo Policlonal Anti-Cadena Alfa De Fibrinógeno (Fga) Para Wb, Ihc-P, Elisa - P02671

Número de artículo: CM0018464



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra la cadena alfa de fibrinógeno humano (FGA). Validado para WB, IHC-P, ELISA, reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Ideal para investigación en hemostasia y trombosis.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Anticuerpo Policlonal de Conejo contra la Cadena alfa de Fibrinógeno (FGA)
Observaciones/Alias	Fib2; Cadena alfa de Fibrinógeno (FGA)
Especie	Humano
GeneID (Humano)	2243
GeneID	2243
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 410-559 de la cadena alfa de fibrinógeno humano (FGA) (NP_000499.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P02671
Peso Proteico	95kDa
Envío	Bolsa de hielo