

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Cadena Alfa De Fibrinógeno (Fga) Para Wb, Ihc-P, Elisa - P02671

Número de artículo: CM0002407

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo de alta calidad contra la cadena alfa de fibrinógeno humano (FGA). Validado para Western blot, inmunohistoquímica (parafina) y ELISA. Reacciona de forma cruzada con rata. Ideal para estudios de hemostasia, trombosis y coagulación sanguínea.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Anticuerpo monoclonal de conejo contra cadena alfa de fibrinógeno (FGA)
Observaciones/Alias	Fib2; Cadena alfa de fibrinógeno (FGA)
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	2243
ID del Gen	2243
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 700-800 de la cadena alfa de fibrinógeno humano (FGA) (P02671)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Rata
SWISS	P02671
Peso Proteico	95kDa
Envío	Bolsa de hielo