

## Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Proteína De Activación De Fibroblastos-A (Fap) Para Wb, If/Icc, Elisa - Q12884

Número de artículo: CM0024825



### Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra FAP humano (seprasa, 88 kDa). Validado para WB, IF/ICC, ELISA con reactividad cruzada a ratón y rata. Ideal para estudiar la remodelación de la MEC, la cicatrización de heridas y la progresión tumoral.

[Aprende más](#)

| Parámetro           | Valor                                                                                                                            |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre del Producto | Proteína de activación de fibroblastos- $\alpha$ (FAP) pAb de Conejo                                                             |
| Observaciones/Alias | FAPA; SIMP; DPPIV; FAPalpha; Proteína de activación de fibroblastos- $\alpha$ (FAP)                                              |
| Especie             | Humano                                                                                                                           |
| GeneID (Humano)     | 2191                                                                                                                             |
| GeneID              | 2191                                                                                                                             |
| Inmunógeno          | Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 26-760 del FAP humano (NP_004451.2) |
| Fuente              | Conejo                                                                                                                           |
| Categoría           | Anticuerpos Policlonales                                                                                                         |
| Aplicación          | WB, IF/ICC, ELISA                                                                                                                |
| Reactividad Cruzada | Humano, Ratón, Rata                                                                                                              |
| SWISS               | Q12884                                                                                                                           |
| Peso Proteico       | 88kDa                                                                                                                            |
| Envío               | Bolsa de hielo                                                                                                                   |