

Anticuerpo Policlonal Anti-Fibronectina Para Wb, If/Icc, Elisa - P11276

Número de artículo: CM0027822



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra fibronectina (P11276), validado para WB, IF/ICC y ELISA. Reacciona de forma cruzada con humano, ratón y rata. Inmunógeno de proteína recombinante. Para estudios de adhesión celular, fibrosis y cicatrización de heridas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	Fibronectina Rabbit pAb
Observaciones/Alias	Fn; Fn-1; E330027109
Especie	Ratón
GeneID (Humano)	2335
GeneID	14268
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 2205-2477 de la Fibronectina de ratón (NP_034363.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P11276
Peso Proteico	273kDa
Envío	Bolsa de hielo