

Anticuerpo Policlonales Anti-Fibronectina Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P02751

Número de artículo: CM0018902



Introducción

Anticuerpo policlonal contra la Fibronectina humana (FN1), validado para Western blot, IHC-P, IF/ICC y ELISA. Reacciona con humano, ratón y rata. Adecuado para investigación de adhesión celular y matriz extracelular.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Fibronectina Rabbit pAb
Observaciones/Alias	FN; CIG; FNZ; MSF; ED-B; FINC; GFND; LETS; GFND2; SMDCF; Fibronectina
Especie	Humano
GeneID (Humano)	2335
Inmunógeno	Proteína recombinante
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P02751
Peso Molecular de Proteína	272kDa
Envío	Bolsa de hielo