

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Fibronectina Para Wb, If/Icc, Elisa - P02751

Número de artículo: CM0002015



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra fibronectina (P02751) validado para WB, IF/ICC, ELISA. Reacciona con humano y ratón. Ideal para estudios de adhesión celular, cicatrización de heridas y matriz extracelular en diversas aplicaciones de investigación.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	Fibronectina Rabbit mAb
Observaciones/Alias	FN; CIG; FNZ; MSF; ED-B; FINC; GFND; LETS; GFND2; SMDCF; Fibronectina
Especie	Humano
ID del gen	2335
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-2477 de FN1 humano (P02751)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón
SWISS	P02751
Peso de la proteína	272kDa
Envío	Bolsa de hielo