

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Fibronectina Para Wb, If/Icc, If-P, Ihc-P, Elisa - P02751

Número de artículo: CM0006675



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo de alta especificidad contra la fibronectina humana, validado para WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA. Se dirige a la glicoproteína de la matriz extracelular implicada en la adhesión celular, la cicatrización de heridas y el cáncer. Adecuado para investigación y desarrollo de IVD.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo contra fibronectina
Observaciones/Alíase	FN1; CIG; ED-B; FINC; FN; FNZ; GFND; GFND2; LETS; MSF; fibronectin; Fibronectina
Especie	Humana
ID del gen (Humano)	2335
ID del gen	2335
Inmunógeno	Proteína recombinante: Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 394-614 de la fibronectina humana (NP_997647.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humana
SWISS	P02751
Peso de la proteína	71-73kDa/221-272kDa
Envío	Bolsa de hielo