


Anticuerpo Policlonal Anti-Fig4 Para Wb, Elisa - Q92562

Número de artículo: CM0013176



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido a la fosfatasa de fosfoinosítidos FIG4 humana. Validado para Western blot y ELISA, reacciona de forma cruzada con ratón. Ideal para el estudio del metabolismo de PI(3,5)P2 y la investigación sobre neurodegeneración.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	FIG4 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	BOP; YVS; BTOP; SAC3; ALS11; CMT4J; KIAA0274; dj24914.1; FIG4
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	9896
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 608-907 de FIG4 humana (NP_055660.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	Q92562
Peso Proteico	104kDa
Envío	Bolsa de hielo