


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Filagrina (Flg) Para If-P, Ihc-P, Elisa - P20930

Número de artículo: CM0011238



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo FLG de alta calidad para IF-P, IHC-P, ELISA. Reacciona específicamente con filagrina humana (435kDa). Ideal para la investigación de la diferenciación epidérmica, la barrera cutánea y las enfermedades dermatológicas. Enviado en bolsa de hielo.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	mAb de Conejo FLG
Observaciones/Alias	FLG1, ATOD2, FLG-1
Especie	Humano
ID del Gen	2312
Inmunógeno	Fragmento recombinante
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	IF-P, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	P20930
Peso de la Proteína	435kDa
Envío	Bolsa de hielo