


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Filaggrina (Flg) Para Wb Y Elisa - P20930

Número de artículo: CM0006174



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo dirigido a la filaggrina humana (FLG), con reactividad cruzada con ratón y rata. Adecuado para aplicaciones de WB y ELISA. Apoya la investigación sobre diferenciación epidérmica, ictiosis y trastornos de la queratinización.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb anti-FLG de conejo
Observaciones/Alias	FLG1; ATOD2; FLG-1; FLG
Especie	Humano
GeneID (Humano)	2312
GeneID	2312
Inmunógeno	Proteína recombinante correspondiente a los aminoácidos 1-92 de la FLG humana (NP_002007.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Ratón, Rata
SWISS	P20930
Peso de la proteína	435kDa
Envío	Bolsa de hielo