

Anticuerpo Monoclonal Anti-Filamina A Para Wb, Elisa - P21333

Número de artículo: CM0012497



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo dirigido contra la Filamina A (FLNA) humana, validado para WB y ELISA con reactividad cruzada en ratón. Ideal para estudiar la organización del citoesqueleto de actina, la migración celular y las vías de señalización.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Anticuerpo monoclonal de conejo contra Filamina A
Observaciones/Alias	FLN; FMD; MNS; OPD; ABPX; CSBS; CVD1; FGS2; FLN1; NHBP; OPD1; OPD2; XLVD; XMVD; FLN-A; ABP-280; Filamina A
Especie	Humana
ID del Gen (Humano)	2316
ID del Gen	2316
Inmunógeno	Péptido Sintético Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 2548-2647 de la Filamina A humana (P21333).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	P21333
Peso Molecular de la Proteína	281kDa
Envío	Bolsa de hielo