

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Filamina A Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P21333

Número de artículo: CM0022447



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra la Filamina A humana (FLNA, ABP-280). Adecuado para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA; presenta reactividad cruzada con humano, ratón y rata. Ideal para estudios del citoesqueleto, adhesión y señalización celular.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Filamina A pAb de Conejo
Observaciones/Alias	FLN, FMD, MNS, OPD, ABPX, CSBS, CVD1, FGS2, FLN1, NHBP, OPD1, OPD2, XLVD, XMVD, FLN-A, ABP-280, Filamina A
Especie	Humano
GeneID (Humano)	2316
GeneID	2316
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 2348-2647 de la Filamina A humana (NP_001104026.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P21333
Peso Molecular de la Proteína	281kDa
Envío	Bolsa de hielo