


Anticuerpo Policlonal Anti-Filamina-B (Flnb) Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - O75369

Número de artículo: CM0019383



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra FLNB humano (Filamina-B), validado para WB, IHC-P, IF/ICC y ELISA. Presenta reactividad cruzada con ratón y rata. Ideal para estudiar la dinámica del citoesqueleto de actina y la migración celular.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	pAb de conejo contra FLNB
Observaciones/Sinónimos	AOI, FH1, SCT, TAP, LRS1, TABP, FLN-B, FLN1L, ABP-278, ABP-280, FLNB
Especie	Humano
ID del gen (humano)	2317
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1686-1785 de FLNB humano (NP_001157789.1).
Origen	conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, ratón, rata
SWISS	O75369
Peso molecular de la proteína	278 kDa
Envío	Bolsa de hielo