

Anticuerpo Policlonal Anti-Filamina-C Para Wb, If/Icc, Elisa - Q14315

Número de artículo: CM0014138



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra Filamina-C (FLNC), validado para Western blot, IF/ICC y ELISA. Presenta reactividad cruzada con humano y ratón. Ideal para la investigación del ensamblaje de los sarcómeros y las enfermedades musculares.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	FLNC Rabbit pAb
Observaciones/Alias	ABPA; ABPL; FLN2; MFM5; MPD4; RCM5; CMH26; ABP-280; ABP280A; FLNC
Especie	Humano
GeneID (humano)	2318
GeneID	2318
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 2160-2340 de FLNC humano (NP_001449.3)
Origen	conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, ratón
SWISS	Q14315
Peso de la proteína	291 kDa
Envío	Bolsa de hielo