

Anticuerpo Policlonal Anti-Filip1L Para Wb, Elisa - Q4L180

Número de artículo: CM0019804

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido a FILIP1L (DOC1, GIP130), validado para WB y ELISA con reactividad cruzada para humano y ratón. Adecuado para el estudio de la actividad antiangiogénica y la vasculatura tumoral.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	FILIP1L Rabbit pAb
Anotaciones/Alias	DOC1; DOC-1; GIP90; GIP130; FILIP1L
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	11259
ID del Gen	11259
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-200 de la FILIP1L humana (NP_878913.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	Q4L180
Peso de la Proteína	130kDa
Envío	Bolsa de hielo