

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Fip1L1 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q6Un15

Número de artículo: CM0026018



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra el factor de procesamiento del extremo 3' del pre-ARNm humano FIP1L1. Validado para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA en humano, ratón y rata. Adecuado para estudiar la poliadenilación del ARNm.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	FIP1L1 Rabbit pAb
Notas / Alias	Rhe; FIP1; hFip1; FIP1L1
Especie	Humano
ID del gen (Humano)	81608
ID del gen	81608
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-300 de la FIP1L1 humana (NP_001128409.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q6UN15
Peso de la proteína	67kDa
Envío	Bolsa de hielo