

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Fitc/5-Fam/6-Fam - Mab De Conejo Contra Fitc/5-Fam/6-Fam

Número de artículo: CM0003568

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra FITC/5-FAM/6-FAM. Validado para aplicaciones de WB y ELISA con reactividad cruzada independiente de la especie. Suministrado por CamelBio para investigación en IVD y abastecimiento de materias primas diagnósticas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo contra FITC/5-FAM/6-FAM
Especie	Humano
Inmunógeno	Compuestos químicos FITC
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Independiente de la especie
Envío	Bolsa de hielo